



# Sekret- Absauggeräte

# Sekret- Absauggeräte

*Optimales Sekretmanagement  
durch Doppelfiltersystem DFS®*



## ASSKEA „S“-Serie

Die Geräte der ASSKEA „S“-Serie sind netzabhängige medizinische Absauggeräte und dienen der temporären Absaugung von Sekreten, Körperflüssigkeiten sowie Spülflüssigkeiten, welche typischerweise bei der Absaugung der oberen Atemwege anfallen.

Die „S“-Serie findet ihre optimale Anwendung im stationären Bereich, aber auch während der Pflege und Rehabilitation im Privaten (Homecare).



## ASSKEA „M“-Serie (analog, digital)

Die Geräte der ASSKEA „M“-Serie sind netzunabhängige, mobile medizinische Absauggeräte und dienen der temporären und vorzugsweise spontanen Absaugung von Sekreten, Körperflüssigkeiten sowie Spülflüssigkeiten. Besonders erwähnenswert ist die einfache Handhabung bei den digitalen Geräten durch das fortschrittliche Akku-Management und der effiziente Einsatz durch die elektronische Vakuumregelung.



## Doppelfiltersystem DFS®

Profitieren Sie von **Übersaugbarkeit** durch das **DFS® System** und einem bisher unerreichten Standard der preiswerten Wiederaufbereitung. **DFS®** bietet optimalen und dauerhaften Geräteschutz.

Wird Sekret im Schlauchstutzen registriert, blockiert das System den Absaugvorgang unmittelbar. Eine Kontamination des Geräteinneren ist somit ausgeschlossen. Einmal „übersaugte“ Geräte sind durch Austausch des DFS® sofort wieder einsatzbereit.



## ASSKEA - Absauggeräte für den stationären und mobilen Einsatz – mit Sicherheit und Effizienz!

Die ASSKEA Sekretabsauggeräte sind medizinische Absauggeräte und dienen der temporären und vorzugsweise spontanen Absaugung von Absauggut.

- übersichtliches Design
- einfache Bedienung
- hohe Sicherheit in der Anwendung
- DFS<sup>®</sup> - Doppelfiltersystem schützt das Geräteinnere vor Kontamination

### Indikationen

- Laryngektomierte und tracheotomierte Patienten
- Muskuläre oder neurologische Störungen mit Behinderung der Atemfunktion
- Absaugung von Blut, Sekret und Nahrungsbestandteilen aus der Mundhöhle, dem Nasen-Rachen-Raum und dem Bronchialsystem



## Zubehör – universell für alle Gerätetypen einsetzbar

### Behälter:

- ASSKEA Mehrwegbehältersystem (1.000 ml)
- ASSKEA Einwegbehältersystem (1.000 ml)

### Halter:

- Universal-Bettenhalterung  
Bestellnummer: 100288
- Halter variabel für Rohr- und Schienensysteme  
Bestellnummer: 100346
- Wandhalterung Edelstahl  
Bestellnummer: 100704



## S-Serie (stationär)

- netzabhängige Absauggeräte für den stationären Bereich
- Netzspannung 230V AC 50/60Hz
- analoge Geräte



### ASSKEA S20K

- Bestellnummer: 100011
- Saugleistung: 18l/min +/-2l
- Betriebsdauer: 20 Minuten AN, 40 Minuten AUS
- HiMi-Nr.: 01.24.01.0023



### ASSKEA S20

- Bestellnummer: 100009
- Saugleistung: 18l/min +/-2l
- Betriebsdauer: kontinuierlich
- HiMi-Nr.: 01.24.01.0024



### ASSKEA S30

- Bestellnummer: 100010
- Saugleistung: 18l/min +/-2l
- Betriebsdauer: 180 Minuten AN, 60 Minuten AUS
- HiMi-Nr.: 01.24.01.1016

## M-Serie (mobil)

- netzunabhängige mobile Absauggeräte
- wahlweise als digitale oder analoge Geräte erhältlich
- Netzspannung 100–240V AC 50/60Hz primär/12V sekundär

### analoge Absauggeräte



### ASSKEA M20

- Bestellnummer: 100003
- Saugleistung: 18l/min +/-2l
- Betriebsdauer: 45 Minuten AN, 10 Minuten AUS
- HiMi-Nr.: 01.24.01.0018



### ASSKEA M20PLUS

- Bestellnummer: 100003PLUS
- Saugleistung: 22l/min +/-2l
- Betriebsdauer: 40 Minuten AN, 10 Minuten AUS
- HiMi-Nr.: 01.24.01.0018



### ASSKEA M30PLUS

- Bestellnummer: 100004PLUS
- Saugleistung: 30l/min +/-2l
- Betriebsdauer: 40 Minuten AN, 10 Minuten AUS
- HiMi-Nr.: 01.24.01.1015

### digitale Absauggeräte



### ASSKEA M20D

- Bestellnummer: 100005
- Saugleistung: 18l/min +/-2l
- Betriebsdauer: 45 Minuten AN, 10 Minuten AUS
- HiMi-Nr.: 01.24.01.1017



### ASSKEA M30D

- Bestellnummer: 100005
- Saugleistung: 26l/min +/-2l
- Betriebsdauer: 40 Minuten AN, 10 Minuten AUS
- HiMi-Nr.: 01.24.01.1017

**ASSKEA**<sup>®</sup>  
medical

ASSKEA GmbH  
Haßlocher Str. 9  
99189 Gebesee

Telefon: +49 36201 57 97 - 0  
Telefax: +49 36201 57 97 - 33

info@asskea.de  
www.asskea.de